

AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO PER PROCEDURA EX. ART. 76, CO. 2, LETT. B), PUNTO 2), DEL D. LGS. N. 36/2023, PREVIA CONSULTAZIONE DI PIU' OPERATORI ECONOMICI, PER LA FORNITURA DI N. 1 DENSITOMETRO OSSEO A DOPPIA ENERGIA (DXA) DI ULTIMA GENERAZIONE CON BRACCIO ROTANTE, INCLUSO DI MODULO TBS - PROGETTO TECH4YOU (TECHNOLOGIES FOR CLIMATE CHANGE ADAPTATION AND QUALITY OF LIFE IMPROVEMENT) INVESTIMENTO 1.5 – CREAZIONE E RAFFORZAMENTO DI “ECOSISTEMI DELL’INNOVAZIONE”, COSTRUZIONE DI “LEADER TERRITORIALI DI R&S” – NELL’AMBITO DELLA MISSIONE 4 “ISTRUZIONE E RICERCA” – COMPONENTE 2 “DALLA RICERCA ALL’IMPRESA” DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (CUP: F63C22000440006; SPOKE: 5; GOAL: 5.1)

FAQ – ULTIMO AGGIORNAMENTO AL 24.06.2024

CHIARIMENTO N. 1: *“Il principio richiamato di infungibilità delle caratteristiche che vengono elencate, non trova fondamento, in quanto nessuna di quelle indicate rappresenta un reale vantaggio di unicità dal punto di vista clinico, di accuratezza e di precisione, se confrontato con il modello della linea General Electric che noi andremo ad offrire”*

RISPOSTA N. 1: Sulla base della tipologia dei pazienti che verranno arruolati nel nostro studio, ovvero pazienti affetti da patologie croniche, in trattamento stabile con farmaci, la possibilità di effettuare un’analisi della BMD e morfometrica senza la necessità di ruotare il paziente dalla posizione supina alla posizione laterale piuttosto far ruotare il braccio rilevatore, rappresenta una caratteristica unica che consente il soddisfacimento di diversi bisogni clinici come per esempio nei pazienti con sintomatologia dolorosa al rachide, con ridotta mobilità, fratturati ecc.

Inoltre, per la sicurezza dei nostri pazienti, una caratteristica fondamentale è la durata più bassa di esposizione ai raggi x durante la scansione Total Body.

Infine, sempre per la sicurezza dei nostri pazienti in terapia farmacologica, una caratteristica fondamentale, è la stima del rischio di eventi avversi ai farmaci, tra i quali il rischio di fratture atipiche, rischio di osteonecrosi, ecc.

CHIARIMENTO N. 2: *“Nella relazione si menziona un modello e un codice che non è quello che contiene le caratteristiche successivamente indicate, come ad esempio la presenza dell’arco a C”.*

RISPOSTA N. 2: Per mero errore materiale è stato indicato nel capitolato d’appalto il modello W invece il modello corretto è HOLOGIC HORIZON A. Questa scelta è stata guidata da un’approfondita indagine di mercato che ha evidenziato le caratteristiche uniche e distinte richieste.